



ETIQUETAS & SLEEVES

Etiquetas Congelación



Tu partner
en soluciones
de impresión



Bajas Temperaturas, Congelación y/o Crioconservación de Muestras Biológicas

En IPE contamos con una gama de etiquetas desarrolladas específicamente para aplicaciones en Bajas Temperaturas, Congelación y/o Crioconservación de Muestras Biológicas.

- **Etiquetas Bajas Temperaturas:** Indicada para alimentos congelados, helados y medicamentos que deban estar a una temperatura de entre -50°C a 70°C . Pueden imprimirse tanto en papel blanco como en film blanco.
- **Etiquetas Congelación:** Gama de etiquetas concebida para almacenamiento de muestras por congelación. Este tipo de etiquetas resiste múltiples ciclos de congelación / descongelación. Su uso está previsto para resistir temperaturas de -80°C a 80°C . Puede imprimirse en film blanco transparente.
- **Etiquetas para Crio-Conservación:** Indicadas para el almacenamiento de muestras por crioconservación. Resiste múltiples ciclos de congelación/ descongelación y rango de temperatura -196°C a 121°C . Resistente a esterilización en autoclave. Puede imprimirse en film blanco o transparente.

¿Sabías que?

- **Mínima Temperatura de Aplicación:** Es la mínima temperatura a la cual se puede aplicar (pegar) la etiqueta sobre la superficie (envase, frasco, vial, botella, caja, etc.).

En este caso concreto de bajas temperaturas, es imprescindible que la superficie esté libre de condensación, dado que este fenómeno es muy común en temperaturas cercanas a 0°C y la capa de agua condensada impide que el adhesivo entre en contacto con la superficie.

- **Temperatura de Servicio:** Es el rango de temperaturas en el cual la etiqueta funciona correctamente.